

Chela Liquid

(Чела Ліквід)

EN Chemical reaming and cleaning of root canals

UA Хелатна рідина для хімічного розширення корневих каналів

F&A MEDICAL

🏠 Vintergata 19, 3048, Drammen, Norway

✉ info@famedical.net

🌐 www.famedical.net



For chemical reaming and cleaning of root canals and exposure of root canals orifices. Chela Liquid is an effective EDTA solution for chelating, cleaning and debriding of root canals. EDTA reacts with calcium in canal walls helping in reaming process during mechanical instrumentation.

Chela Liquid contains benzalconium chloride providing the antibacterial effect.

•• MAIN ADVANTAGES

- Chemical expansion of root canals due to the dissolution of calcium components of the canal walls and dentin sawdust during mechanical processing.
- The material is based on EDTA: sodium salt (concentration – 15%).
- Quick dissolution of calcium of dentin plugs.
- Penetration even into the thinnest canal.
- Contains benzalkonium chloride which provides antibacterial effect of the material.
- The material minimizes the risk of tool breakage inside the canal.
- Facilitates the removal of broken tools, silver and gutta-percha pins, etc. from the canal.

•• COMPOSITION

- EDTA 15 g / Benzalconium chloride 0.3 g / Excipient Q.S. 100 g.

•• INDICATIONS

- Chemical expansion of narrow and hard-to-reach root canals with simultaneous disinfection.
- Detection of canal orifice.
- Unsealing of previously sealed canals.

•• DIRECTIONS FOR USE

- Introduce Chela Liquid into the root canal using a metal cannula or cotton pellet and leave it for 1 – 2 minutes. Low viscosity solution penetrates into the canal readily with fire. Remove softening dentin using appropriate endodontic instrument.
- Repeat the chemical and mechanical reaming operations till suitable canal preparations is obtained.
- In especially difficult cases leave the liquid in the cavity on a cotton pellet for 1 – 2 days capped with a provisional filling.

•• STORAGE AND SHELF LIFE

- The Chela Liquid bottle should be tightly closed immediately after use. Protect from direct light.
- Shelf life at room temperature is 2 years.
- Refrigeration will further increase shelf life. DO NOT FREEZE!

•• WARRANTY

The manufacturer warrants the quality of manufactured products. The adverse events inflicted by violation of user manual, storage conditions and other events inflicted by non-stipulated usage of the material are not the subjects of warranty. The customer is responsible for determination of suitability of this product for user's application. Warranty conditions: the product does not comply with requirements declared by manufacturer. In this case the manufacturer replaces the defective material within warranty period.

•• LIMITATION OF LIABILITY

The manufacturer's liability is limited by only cases stipulated by direct legislation of the country.

•• RECYCLING

Dispose of the medical device in accordance with local / regional / national / international legal requirements.

•• PACKING

- Chela Liquid – bottle 9 ml.

For professional use in dentistry only!

Чела Ліквід являє собою ефективний препарат на основі ЕДТА, призначений для хімічного розширення і очищення кореневих каналів і видалення дентинної стружки. ЕДТА вступає в хімічну реакцію з кальцієм, що міститься в стінках каналу, полегшуючи тим самим проходження каналу в процесі механічної обробки.

Чела Ліквід містить бензалконію хлорид, який забезпечує антибактеріальну дію препарату.

•• ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Хімічне розчинення кальцієвих складових стінок каналу та дентинної стружки під час механічної обробки.
- Препарат на основі ЕДТА: натрієва сіль (концентрація – 15%).
- Швидке розчинення кальцію дентинних пробок.
- Проникнення навіть у найтонші канали.
- Містить бензалконію хлорид, який забезпечує антибактеріальну дію препарату.
- Препарат мінімізує ризик пошкодження інструмента в каналі.
- Полегшує видалення з каналу пошкоджених інструментів, срібних та гутаперчевих штифтів та інше.

•• ПРИЗНАЧЕННЯ

- Хімічне розширення вузьких і важкодоступних кореневих каналів з одночасною дезінфекцією.
- Виявлення устя каналів.
- Розпломбування раніше запломбованих каналів.

•• СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

- Введіть за допомогою канюлі невелику кількість препарату Чела Ліквід в кореневий канал і залиште на 1 – 2 хвилини. Висока текучість препарату Чела Ліквід дозволяє легко проникнути в канал разом з файлом.
- Видаліть розм'якшений дентин за допомогою відповідного ендодонтичного інструмента. Продовжуйте механічну та хімічну обробку до отримання потрібної форми каналу.
- У випадку дуже щільних і важкорозчинних відкладень і для виявлення ущільнювачів каналів, можна залишити в порожнині на 1 або 2 дні ватний тампон, змочений препаратом Чела Ліквід, закривши його тимчасовою пломбою.

•• СКЛАД

- ЕДТА – 15 г / Бензалконію хлорид – 0.3 г / Наповнювач Q.S. – 100 г.

•• ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Не допускайте контакту Чела Ліквід зі шкірою та очима. У випадку потрапляння – промийте великою кількістю води.

•• ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Не виявлено.

•• ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Підприємство-виробник гарантує якість своєї продукції. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли в результаті порушення вимог інструкції по використанню матеріалів, порушення умов зберігання та інші випадки, непередбачені функціональним призначенням матеріалу.

Споживач несе відповідальність за визначення придатності даного продукту до використання відповідно до його (споживача) задач. Умова для гарантійного випадку: невідповідність продукту характеристикам, заявленим виробником. У разі виявлення дефекту матеріалу в гарантійний період підприємство-виробник робить заміну продукту.

•• ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА

Відповідальність підприємства-виробника поширюється тільки на випадки, прямо передбачені чинним законодавством країни.

•• ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

- Зберігати при кімнатній температурі в захищеному від світла місці, щільно закривати ковпачок після використання.
- Термін придатності – 2 роки.
- Охолодження матеріалу до 4 – 8 °С збільшує термін зберігання.
- НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

•• УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізувати медичний виріб відповідно з локальними / регіональними / національними / міжнародними вимогами законодавства.

•• УПАКОВКА

- Флакон 9 мл/мл.



UA.TR.101

Дата останнього перегляду 9 січня 2020 р.

Для професійного використання в стоматології!

ЕФ&ЕЙ МЕДІКАЛ



Вінтергата 19, 3048, Драммен, Норвегія



+47 983 12 720



info@famedical.net



www.famedical.net

F&A
MEDICAL