

# Hemostat Gel

(Гемостат Гель)

**EN** Gel lubricant for lubrication of the tool during instrumental retraction of the gums when removing silicone prints

**UA** Гель-лубрікант для змащування інструменту при інструментальній ретракції ясен при знятті силіконових відбитків

F&A MEDICAL

Vintergata 19, 3048, Drammen, Norway

info@famedical.net

www.famedical.net



## •• INDICATIONS

- Stopping bleeding and reducing inflammation in gum retraction, performing fingerprint procedures, restoring class V, and more.
- Reduction of excretion of sucral fluid during fixation of indirect adhesive restorations.
- The drug is intended for local application and can be used both with impregnated, and with impenetrable threads.
- It does not stain the sprained areas and tooth fabrics.

## •• COMPOSITION

- Aluminum Sulfate U.S.P. – 25.0%
- 8-Hydroxyquinoline – 0.1%
- Colored Gel – ad 100%.

## •• DIRECTIONS FOR USE

- Attach delivery tip to Hemostat Gel syringe.
- Apply a thin bead of gel directly into the sulcus area.
- Select cord and pack into gel. Wait 2 – 6 minutes. If still bleeding, rinse with air/water spray and reapply gel.
- Remove cord. Rinse and dry.
- Take impression as usual.

## •• SPECIAL RECOMMENDATIONS

The use of double cord pack technique is recommended. Place a smaller cord first, followed by a larger size. The small cord can be left in while the impression is taken and then removed.

## •• CONTRAINDICATIONS

- None.

## •• WARRANTY

The manufacturer warrants the quality of manufactured products. The adverse events inflicted by violation of user manual, storage conditions and other events inflicted by non-stipulated usage of the material are not the subjects of warranty. The customer is responsible for determination of suitability of this product for user's application. Warranty conditions: the product does not comply with requirements declared by manufacturer. In this case the manufacturer replaces the defective material within warranty period.

## •• LIMITATION OF LIABILITY

The manufacturer's liability is limited by only cases stipulated by direct legislation of the country.

## •• STORAGE

- The bottle should be tightly closed immediately after use. Protect from direct light.
- Store at temperature of 4 – 25 °C.
- Shelf life at room temperature is 2 years.
- DO NOT FREEZE!

## •• RECYCLING

Dispose of the medical device in accordance with local / regional / national / international legal requirements.

## •• PACKING

- Hemostat Gel – 5 ml in syringe delivery tips.

**For professional use in dentistry only!**

**F&A MEDICAL**

**F&A  
MEDICAL**

**•• ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕВАГИ**

- Зупинка кровотечі та зменшення запальних явищ при здійсненні ретракції ясен, при проведенні процедур зі зняття відбитків, при реставраціях V класу та інше.
- Зменшення виділення сукулярної рідини в ході фіксації непрямих адгезивних реставрацій.
- Препарат призначений для місцевого застосування і може бути використаний як із просоченими, так і з непросоченими нитками.
- Не забарвлює ділянки, що препаруються, та тканини зуба.

**•• СКЛАД**

- Сульфат Алюмінію U.S.P. – 25,0%
- 8-гідроксихінолін – 0,1%
- Забарвлений гель з ароматом мигдалю – до 100%.

**•• МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ**

- Зафікуйте канюлю на шприц. Видавіть тонку смужку гелю на ділянку слизової, які кровоточать.
- Виберіть потрібний розмір нитки і упакуйте її в гель. Почекайте 2 – 6 хвилин.
- У випадку, якщо кровотеча триває, промийте ділянку водою з водо-повітряного пістолета і потім нанесіть гель повторно.
- Видаліть нитку. Промийте оброблену ділянку і висушіть.
- Знімайте відбитки згідно з загальноприйнятою методикою.

**•• СПЕЦІАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ**

- Рекомендується використання як при стандартній техніці пакування, так і при техніці пакування подвійної нитки.
- При техніці пакування подвійної нитки упакуйте спочатку нитку малого розміру, а потім більшого. Нитка малого розміру може бути залишена при знятті відбитка, а потім видалена.

**•• ПРОТИПОКАЗАННЯ**

Не виявлено.

**•• ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- Уникайте контакту препарату зі шкірою та очима, оскільки це може спричинити подразнення. Якщо контакт все-таки стався, промийте ділянку великою кількістю води.
- У випадку потрапляння препарату всередину спровокуйте блювотний рефлекс або зверніться за допомогою до лікаря (відповідної кваліфікації).

**•• ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Підприємство-виробник гарантує якість своєї продукції. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли в результаті порушення вимог інструкції по використанню матеріалів, порушення умов зберігання та інші випадки, непередбачені функціональним призначенням матеріалу.

Споживач несе відповідальність за визначення придатності даного продукту до використання відповідно до його (споживача) задач. Умова для гарантійного випадку: невідповідність продукту характеристикам, заявленим виробником. У разі виявлення дефекту матеріалу в гарантійний період підприємство-виробник робить заміну продукту.

**•• ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА**

Відповідальність підприємства-виробника поширюється тільки на випадки, прямо передбачені чинним законодавством країни.

**•• ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ**

- Зберігати при температурі 4 – 25 °С в захищеному від світла місці, щільно закривати ковпачок після використання.
- Термін придатності – 2 роки.
- НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

**•• УТИЛІЗАЦІЯ**

Утилізувати медичний виріб відповідно до локальними / регіональними / національними / міжнародними вимогами законодавства.

**•• УПАКОВКА**

- Гемостат Гель в шприцах по 5 ml/мл.



UA.TR.101

Дата останнього перегляду 9 січня 2020 р.

Для професійного використання в стоматології!

ЕФ&ЕЙ МЕДІКАЛ

**F&A**  
MEDICAL



Вінтергата 19, 3048, Драммен, Норвегія



+47 983 12 720



info@famedical.net



www.famedical.net