



## MerFill BULK

*MerFill Bulk – это светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, фторсодержащий композит. Композит предназначен для пломбировки в ротовой полости первого и второго класса и отличается высоким уровнем прозрачности и низкой усадкой в ходе полимеризации, что позволяет применять материал слоем до 5 мм. Композит фторсодержащего типа отличается мягкой консистенцией, что позволяет профессионалу комфортно моделировать и адаптировать его в ротовой полости, заполняя все неровности.*



### ПРИМЕНЕНИЕ:

- высокая наполняемость;
- в ходе использования сэндвич техники;
- при восстановлении культи;
- в качестве замещающего дентина при базовом слое материала в ходе реставрации первого и второго класса.

### ДОСТОИНСТВА:

- высокая наполняемость более чем 82%;
- высокий уровень совместимости с различными композитными материалами изготовленными на основе метакрилата;
- низкая усадка при полимеризации;
- высокий уровень пластичности;
- близкий коэффициент термического расширения к натуральному зубу;
- оттенок универсального типа обеспечивающий максимальную глубину полимеризации;
- содержание фтора;
- свойства рентгеноконтрастности.

### ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наполняемость не должна превышать 5 мм. Заполнение объема дентина осуществляется несколькими порциями.

### Материал используется двумя основными технологиями:

#### 1. Традиционная:

- супер адаптивная подкладка;
- универсальный композит в несколько слоев. Такой техникой пользуется большинство стоматологов.

#### 2. Техника с применением Merfill Micro.

- Первый слой - это композит с содержанием фтора Merfill Bulk;
- Эмалевый слой из универсального композита;
- Слой Merfill Micro.



**УПАКОВКА:** MerFill Bulk – изделия производятся в шприцах по 4г и представлена в Оттенки А1, А2, А3, Ю (Универсальный).

