



## F&A Fiber Rope & F&A Fiber Tape

Уникальные стекловолоконные волокна, предназначенные для шинирования. Упрочненные керамические стекловолоконные элементы формируются в шнуры, именуемые F&A FiberRope или в ленты F&A FiberTape. Стоматологические шинирующие ленты и шнуры фиксируются к зубным тканям с помощью адгезивной системы, которая широко используется в стоматологической практике.

### СПЕКТР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- периодонтальные действия связанные с боковыми и передними зубами;
- срочная замена удалённых резцов;
- изготовление мостов временного или долговременного характера;
- стабилизация повреждённых зубов;
- усиление имплантов временного типа;
- постортодонтическая ретенция.

Спектр применения стоматологических шинирующих материалов является многогранным и универсальным.

### ДОСТОИНСТВА:

- упрочнение керамикой;
- высокий уровень адгезии;
- оптимальная эстетика;
- повышенная эластичность;
- прочность;
- долговечность;
- износостойкость;
- простота в использовании.

Стоматологические ленты и шнуры шинирующего типа не требуют использования специализированных перчаток.



## F&A Fiber Bulk

F&A FIBERBULK – идеальный вариант непрямого протезирования. Материал представляет собой адгезивную мостовидную конструкцию, которая помогает полностью исключить или отсрочить использование традиционных методов непрямого протезирования, в том случае, если отсутствует большая часть ткани зуба.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Материал широко применяется для адгезивных мостовидных конструкций различной сложности.

### ДОСТОИНСТВА:

- качественные прозрачные кварцевые волокна;
- высокий эстетический результат;
- высокие маскировочные свойства;
- идеальная эластичность;
- соответствующее термическое расширение аналогичное дентину зуба;
- средняя степень упругости;
- уникальная адгезия.

Не требует специализированной обработки.

F&A FiberBulk	Размер (дюймы)	Размер (миллиметры)
F&A FIBERBULK # 1	0.02756 x 0.05512 x 1.1811	0.7 x 1.4 x 30
F&A FIBERBULK # 2	0.03937 x 0.15748 x 1.1811	1.0 x 4.0 x 30
F&A FIBERBULK # 3	Ø 0.0787 x 1.1811	Ø 1.8 x 30

**УПАКОВКА:** Упаковка F&A Fiber Tape – 3 ленты по 9 см.

Упаковка F&A Fiber Rope (1,5 мм) – 3 шнура по 9 см

Упаковка F&A Fiber Rope (3 мм) – 3 шнура по 9 см.

F&A Fiber Bulk № 1 – Набор № 1 – 12 шт.

F&A Fiber Bulk № 2 – Набор № 2 – 4 шт.

F&A Fiber Bulk № 3 – Набор № 3 – 6 шт.