



## MerFill MICRO

*MerFill Micro – микрогибридный композит реставрационного типа. Особенностью микрогибридного композита выступает BIMODAL. Композит сочетает в себе высокий уровень полируемости, высокая эстетичность.*

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- восстановление полостей любого класса;
- создание накладок и вкладок;
- при применении сэндвич-техники;
- шинирование;
- моделирование культи.

Спектр применения материала микрогибридного типа может быть выбран самостоятельно специалистом.

### ПАЛИТРА:

- 6 прозрачных;
- 13 эмальных;
- 14 дентиновых;
- 8 непрозрачных оттенков.

В зависимости от оттенка натурального зуба пациента профессионал выбирает соответствующий оттенок и используют его при проведении реставрационных или иных манипуляций.

### ДОСТОИНСТВА:

- наполненность материала более чем 80%;
- высокий уровень полировки;
- уникальные оптические и эстетические свойства;
- широкая палитра оттенков;
- высокая флуоресцентность позволяющая проводить реставрацию высокого уровня;
- инновационная маскировка, что позволяет материалу не бросаться в глаза в полости рта.

Материал универсален.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Удаление пораженных тканей и зубной эмали или препарирование осуществляется специалистом по стандартной методике. При наличии у пациентов значительных кариозных полостей применяется специализированный прокладочный материал, направленный на защиту пульпы. Защитное средство изготовлено на основе гидроокиси кальция.



**УПАКОВКА: MerFill MICRO** – упаковка представляет расфасованные шприцы по 4 г каждый. Оттенки: A1; A1-O; A2; A2-O; A3; A3-O; A3.5; A3.5-O, WOP (Белый опакер), UO (универсальный опакер), LO (светлый опакер), I, B1; B2; B3; C2; D2.

