



MerFill PAINT

MerFill Paint – композитные краски отличающиеся текучей консистенцией и сочетающие в себе эстетику, и комфортность в использовании.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для прямых и непрямых реставраций индивидуального характера;
- как маскирующий агент для зубов с измененным цветом ткани.

Компетентные профессионалы стоматологической отрасли могут также использовать композитные краски в других реставрационных направлениях.

ДОСТОИНСТВА:

- легкость к покрытию;
- уникальная консистенция;
- широкий оттеночный ряд;
- комфортное применение;
- практичное использование.

ОТТЕНОЧНЫЙ РЯД:

- коричневый (FCP Brown) ;
- оранжевый (FCP Ochre);
- белый (FCP White);
- серо-голубой (FCP Grey);
- чёрный (FCP Black).

Важно отметить, что чёрная композитная краска широко используется для расширения или изменения оттеночного ряда существующих красок.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Послойное нанесение с помощью специализированной насадки или кисточки;
2. Фотополимеризация.



УПАКОВКА: MerFill Paint композитные краски выпускаются в шприцах по 3 г. Оттенки: коричневый, Охра, белый, сине-серый, черный

